

10 Kids' Facemasks

(10) Kinder-Atemschutzmasken. Einmalgebrauch, nicht wiederverwendbar. **Gebrauchs-anweisungen:** Nur ein Erwachsener sollte die Verpackung öffnen und die Maske herausnehmen. Helfen Sie Ihrem Kind die Maske vorsichtig aufzusetzen indem Sie erst die Lasche über das eine Ohr Ihres Kindes legen und dann die andere Lasche über das gegenüberliegende Ohr. Kontrollieren Sie, dass die Atemschutzmaske angemessen sitzt und Nase und Mund geschützt sind. Biegen Sie den Nasenclip so, dass er sich dem Nasenrücken Ihres Kindes anpasst. Wenn Ihr Kind unter einer Hustenerkrankung leidet, kontrollieren Sie vor dem Gebrauchen der Maske ob Ihre Arme und Hände nicht gereizt oder empfindlich reagieren. Zwar kann Sauerstoffgas **ACHTUNG:** Es besteht eine mögliche Erstickungsgefahr. Bitte bewahren Sie die Atemschutzmaske außer Reichweite von Kindern auf. Verwenden Sie die Maske nur unter Aufsicht eines Erwachsenen. Wenn das Produkt unangenehm sitzt oder Irritation hervorruft, nutzen Sie es nicht weiter. Wenn die Irritation anhält, holen Sie sich den Rat eines Arztes ein. Verwenden Sie die Atemschutzmaske nicht bei einem chirurgischen Eingriff oder wo eine erhebliche Belastung durch Körperflüssigkeiten oder andere gefährliche Flüssigkeiten auftreten könnte, wie in einer klinischen Umgebung, wo das Infektionsrisiko durch Inhalationsexposition sehr hoch ist oder aber in Anwesenheit von einer hochentzündlichen Wärmequelle oder brennbarem Gas. Das Produkt ist nicht als Spielzeug gedacht. Nicht für Kinder unter 4 Jahren geeignet. Material: 3 Lagen Vliesstoff.

(10) masques respiratoires pour enfants. Unique usage, ne pas ré-utiliser le masque. **Instructions :** Ouvrir l'emballage et sortir un masque ne peut être fait que par un adulte. Aider avec précautions l'enfant à mettre le masque en glissant une bague autour d'une oreille, puis l'autre bague autour de l'autre oreille. Ajuster pour un port confortable. Le masque doit couvrir le nez et la bouche. Pliez le pince-nez sur la partie haute du nez de l'enfant. Si l'enfant est sujet aux allergies cutanées, demander un avis médical avant utilisation. Ce produit ne convient pas pour une protection contre les gaz ou les produits chimiques toxiques. **AVERTISSEMENT :** Risque d'étouffement. En cas de gêne ou d'irritation, cesser immédiatement l'utilisation du produit. En cas de persistance de l'irritation, apporter le produit à un médecin et demander un avis médical. Ne pas utiliser le masque dans une cadre chirurgical ou en cas de risque d'exposition à tout liquide, fluide corporel ou dangereux, ou dans un cadre clinique où le risque d'infection par inhalation est élevé, ou en présence d'une source de chaleur intense ou de gaz inflammable. Ce produit n'est pas un jouet. Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 4 ans. Matières : tissu intissé 3 couches.

(10) Mondmaskers voor kinderen. Eenmalig gebruik, de maskers niet hergebruiken. **Gebrauchsanweisungen:** Alleen volwassenen kunnen de verpakking openmaken en de masker verwijderen. Help uw kind zorgvuldig de masker te dragen door de ene lasje over het ene oor en de volgende lasje over het andere oor om het kind te laten glimpen. Pas het masker aan als dat nodig is om het comfortabel te maken. Het masker moet de neus en de mond bedekken. Buig de neusklom dodep dat deze op de neusrug van uw kind past. Als uw kind huidallergieën heeft, raadpleeg dan voor gebruik van arts. Het product is niet geschikt voor bescherming tegen giftige chemicaliën of gas. **WAARSCHUWING:** Kan een mogelijk verstikkingsgevaar zijn. Buiten het bereik van kinderen houden, tenzij onder toezicht van een volwassene. Als het product oncomfortabel of irriterend word, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product. Als de irritatie aanhoudt, breng dit etiket dan naar een arts in vraag om medische advies. Gebruik het masker niet in een chirurgische omgeving of waar een aanzienlijke blootstelling aan vloeistoffen, lichaamsvocht of andere gevaarlijke vocht kan worden verwacht, en een kritische omgeving waar het infectie risico door inademing hog is, of in de aanwezigheid van een warmtebron met hoge intensiteit of ontvlambare gas. Niet bedoeld om als speelgoed te worden gebruikt. Niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 4 jaar. Materialen: 3-laags niet-geweven stof.

(10) mascherine respiratoria per bambini. Monouso, non riutilizzabili. **Istruzioni:** solo un adulto deve aprire la confezione ed estrarre la mascherina. Aiutare attentamente il bambino a indossare la mascherina facendo scivolare un elastico sopra un orecchio e successivamente l'altro elastico sull'altra orecchio del bambino. Regolare secondo il bisogno per garantire il giusto conforto. La mascherina dovrebbe coprire naso e bocca. Piegare la clip nasale in modo che si adatti al profilo del naso del bambino. Se il bambino ha allergie cutanee, consultare un medico prima di utilizzare il prodotto. Il prodotto non è adatto per la protezione contro sostanze chimiche o gas tossici. **ATTENZIONE:** può essere un possibile rischio di soffocamento. Tenere lontano dalla portata dei bambini se non sotto la supervisione di un adulto. Se il prodotto crea fastidio o irritazione, interrompere immediatamente lo uso. Se l'irritazione persiste, portare queste istruzioni a un medico oppure consultarlo. Non utilizzare la mascherina in un ambiente chirurgico o dove è prevista un'esposizione significativa a liquidi corporei o altri liquidi pericolosi, in un ambiente clinico in cui il livello di rischio di infezione attraverso l'esposizione per inalazione è elevato o in presenza di una fonte di calore ad alta intensità o gas inflammativo. Questo prodotto non è destinato ad essere utilizzato come giocattolo. Non destinato all'uso da parte di bambini di età inferiore a 4 anni. Materiali: tessuto non tessuto a 3 strati.

(10) máscaras de respiración para niños. Desechables, no reutilice la máscara. **Instrucciones:** Solo un adulto debe abrir el paquete y sacar la máscara. Con cuidado, ayude a su hijo a usar la máscara deslizando un elástico sobre una oreja y el siguiente sobre la oreja opuesta del niño. Ajuste según sea necesario para que esté cómodo. La máscara debe cubrir la nariz y la boca. Dobla la pinza nasal para que se ajuste al puente nasal de su hijo. Si su hijo tiene alergias en la piel, consulte a un médico antes de usarlo. El producto no es adecuado para productos químicos tóxicos o protección contra gases. **ADVERTENCIA:** puede ser posible que exista riesgo de estr�amiento. Mantenga fuera del alcance de los niños menores de 4 años. No está destinado a ser utilizado como un juguete. No está destinado a ser utilizado por niños menores de 4 años. Materiales: tela no tejida de 3 capas.

(10) Kids' facemasks. Single use, do not reuse mask. **Directions:** Only an adult should open the package and take out the mask. Carefully help your child wear the mask by slipping one loop over one ear, and the next loop over child's opposite ear. Adjust as needed to make comfortable. Mask should cover nose and mouth. Bend nose clip so it fits to your child's nose bridge. If your child has skin allergies, please consult a physician prior to use. Product is not suitable for toxic chemical or gas protection. **WARNING:** May be a possible choking hazard. Keep out of reach of children unless under adult supervision. If the product becomes uncomfortable or irritating, please stop using the product immediately. If the irritation continues, bring this label to a physician and seek medical advice. Do not use mask in a medical setting or where significant exposure to liquid, bodily or other hazardous fluids may be expected, in a clinical setting where the infection risk level through inhalation exposure is high, or in the presence of a high intensity heat source or flammable gas. Not intended to be used as a toy. Not intended for use by children less than 4 years of age. Materials: 3-layer non-woven fabric.

(10) máscaras respiratorias para crianças. Descartáveis, não reutilizar a máscara. **Instruções:** Apenas um adulto devia abrir a embalagem e retirar uma máscara. Ajude o seu filho cuidadosamente a colocar a máscara deslizando um laço sobre uma orelha e depois o próximo laço sobre a outra orelha da criança. Tem de ser ajustada para ser confortável. A máscara deve cobrir o nariz e a boca. Dobrá a pinça nasal da forma que assuma bem na ponte do nariz do seu filho. Se o seu filho ter alergias cutâneas, por favor, consulte um médico antes de usar a máscara. O produto não é adequado para proteção contra gases tóxicos ou gás. **ADVERTÊNCIA:** Não pode ser usado como brinquedo. Se o produto se tornar desconfortável ou irritante, por favor, pare imediatamente de usá-lo. Se a irritação continuar leve esta etiqueta até a um médico e peça ajuda médica. Não usar a máscara num ambiente cirúrgico ou onde possa ser exposta uma exposição significativa a líquidos, líquidos corporais ou outros fluidos perigosos, num ambiente clínico em que o nível de risco de infecção por ficar exposto por inalação seja alto ou na presença de uma fonte de calor de alta intensidade ou gás inflamável. Não foi concebido para ser um brinquedo. Não foi concebido para ser utilizado por crianças com menos de 4 anos de idade. Materiais: fôrro não tecido de 3 camadas.

(10) lastens kasvo suojeleja. Kertakäytöinen, aika kädyn augusta uudelleen. **Käytöohjeet:** Pakauksen sisä sava avautuu suojuksien ollessa pakkauskotelosta vain aikurin. Puo suojaus laipale voi joutua pujottamalla toinen leninki korvan yli ja toinen leninki toisen korvan yli. Seilä tarpeen mukaan niin, että suojuksit istuu milteivästi näennäystä. Suojuksien on peitettyt näenäystä. Tässä lenänkälinnäkköön niin, että se istuu lapsesi näennäystä. Jos lapsella on ihottumaa, varmista lääkäri suojuksen soveltuuven ennen käyttöä. Tuote ei sujua myrkyllisistä kemikaaleista eikä kaasista. **VAROITUS:** Voi aiheuttaa tukehtumisvaroa. Pidä poista lasten ulottuvilla näiden ollessa alaspäin alkulähettilästä. Jos tuote tuntuu epämälyttäväältä tai aiheuttaa ärystyksä, lopetta käytön tytäryttämästä. Jos ihosärsyltä jatkuu, ota yhteyttä lääkäriin ja näytä tämä etiketti lääkäriin. Älä käytä suojuksia kirurgisissa yhteyksissä tai kun olemassa merkittäviä nestesäätä. Älä käytä suojuksia lämpölähteessä, kuten sähkökoteloissa, mikäli lämpötila on yli 40 astetta. Älä käytä suojuksia lämpölähteessä. Ei taroitettu käytettäväksi leluuna. Ei alle 4-vuotiaalle lapsille. Materiaali: 3-kerruiskun kuitukangas.

(10) árbedrettsmasker til barn. Til engangsbrug. masken må ikke genbruges. **Vejledning:** Kun en voksen må åbne pakken og tage masken ud. Hvis forsigtigt børnet med at få masken på ved at skubbe en løkke over det ene øre og den næste løkke over barnets modsatte øre. Justér den efter behov for at gøre den komfortabel. Masken skal dække næsen og munden. Buik næseklæmmen, så den passer til barnets næse. Hvis barnet lider af hudallergi, skal der rådføres med en læge før brug. Produktet er ikke egnet til brug mod toksiske kemikalier eller gasser.

eller gasbeskyttelse. **ADVARSEL:** Kan udgøre kvælningssfare. Opbevares utilgængeligt for børn, medmindre der er en voksen til stede. Hvis produktet bliver ubehageligt eller irriterende, skal brugen af produktet straks stoppes. Hvis irritationen fortsætter, skal du se læge og medbringe denne etikett. Brug ikke masken i operationsmiljøer, eller steder hvor der kan forevantes betydelig eksponering for væske-, kropslige eller anden farlig væsker, i kliniske miljøer, hvor infektionsrisikoniveauet ved inhalationseksponering er højt, eller i nærheden af en varmekilde med høj intensitet eller brandfarlig gas. Dette produkt er ikke legetøj. Må ikke bruges af børn under 4 år. Materialer: 3-lags non-woven stof.

(6) 10 andningsmasker for børn. For engangsbrug, återanvendbart ikke masken. **Brukasanvisning:** Endast en vuxen får öppna förpackningen och ta ut masken. Hjälp ditt barn här för att försiktigt sätta på masken genom att sätta en hålla över det enda örat och den andra hållan över det motsatta örat. Justera efter behov för att gör det bekvämt. Masken ska täcka näsa och mun. Böj näsklämmen så att den passer barnets nästrägg. Om ditt barn har hudallergier, kontaktar en läkare innan masken används. Produkten förtjänar inte mottaga kemikalier eller gas. **VARNING:** Produktet är tillrättlagt för kvalitets- och tidskontroll. Skala förvaras utanför räckhåll för barn och används endast av vuxna. Produktet är tillrättlagt för att minska risken for infektioner och omedelbart att använda den. Om infektionen fortsætter, ta med produkteksponeringen och kontakta läkare. Använd INTE masken: i kirurgisk miljö eller där betydelig eksponering for vætskær, kropslige eller andra farlige væsker, kan forsvårligheter; i en klinisk miljø der risikoen for infektion genom inandning er høg; eller i nærheden af en høghintensiv værmekelle eller der brandfarlig gas kan forekomme. Masken er ikke avsedt at anvands som legeks. Ej avsedt att anvandas af barn under 4 år. Materialer: 3-lagers fibredur.

(6) 10 Pustemasker for børn. Engangs bruk, ikke bruk masken om igjen. **Anvisninger:** Bare en voksen skal åpne forpakningen og ta ut masken. Hjælp dit barn med å få på masken ved at holde en hånd over øret og den andre hånden over det motsatte øret. Justér ørestøtten for at få masken til at sitte komfortabelt. Masken skal dekke næsen og munnen. Bøys næsklemmene slik at den passer på næsenregnet. Hvis dit barn har hudallergier, råder deg med en lege før bruk. Masken er ikke egnet som beskyttelse mot giftige kjemikalier eller gass. **ADVARSEL:** Mulig fare for kvelning. Hold unna barn når dette ikke er under oppsyn av voksne. Hvis masken blir ubehagelig eller irriterer i høre på, slutt å bruke den umiddelbart. Hvis irritasjonen vedvarer, oppsök en lege og ta denne etiketten med. Ikke bruk masken i kirurgisk sammenheng, eller i situationer der det kan forevantes betydelig eksponering for kropps væsker eller andre farlige væsker, i klinisk miljø der det er høy risiko for smitte gjennom inndanning, eller i nærheten av en sterk varmekelle eller antennell gass. Ikke egnet som leketøy, ikke egnet for bruk av barn under 4 år. Materialer: 3-lags ikke-levet tekstil.

(6) 10 dagebruds ofendorpoxmasker. Одноразовое использование, не используйте маску повторно. **Инструкции:** Только взрослый должен открыть пакет и вынуть маску. Осторожно помогите ребенку надеть маску, надев одну перстя на одно ухо, а следующую перстя на противоположное ухо ребенка. Отрегулируйте по мере необходимости, чтобы было удобно. Мaska должна закрывать нос и рот. Соните заиками для лица, чтобы он подходил к первенцу вашего ребенка. Если у вашего ребенка аллергия, проконсультируйтесь с врачом перед использованием. Продукт подходит для защиты от токсичных химических веществ или газов. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Возможна опасность задохновения. Не оставляйте маску на ребенка. Если маска будет неудобной или вызовет раздражение, немедленно прекратите ее использование. Если раздражение не проходит обратитесь к врачу. Не используйте маску в хирургических условиях или там, где можно ожидать значительного воздействия жидкости, в клинических условиях, где высокий уровень риска заражения при вдыхании или в присутствии высоконентивного источника тепла или горючего газа. Не предназначена для использования в качестве игрушки. Не предназначена для использования детьми младше 4 лет. Материалы: 3-слойный нетканый материал.

(6) 10 παιδικές μάσκες προστασίας αντιστοιχίας. Μίας χρήσης, μην επαναχρησιοποιείτε τη μάσκα. **Οδηγίες:** Μόνο ενήλικες θα τηρούν να ανοίξουν τη συσκευασία και να βγάλουν τη μάσκα από τη συσκευασία. Η μάσκα θα πρέπει να καλύψει τη μύτη και το στόμα. Αυτού το επτώχια λεπτού ήταν ώστε να εφαρμόζεται στη ράρη της μύτης του παιδιού σας. Αν το παιδί σας έχει δημόσιες αλλεργίες, συμβουλεύεται υπότοπο χρησιμοποιήσεως το πτώχο. Το πρώτο δεν είναι κατάλληλο για προστασία από τοπικές υγρές ουσίες ή τοξικά αέρια. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ενδέχεται να συντονίστε μεταβολή κίνδυνού. Τη φαλακρά από τη μάσκα είναι ότι υπάρχει στην πάνω πλευρά της μάσκας το παιδιού σας. Αν ο ερεθισμός συνεχεύεται, προσκομίζεται αυτή την χρησιμοποίηση το πτώχο. Το πρώτο προκαλεί δυσφορία ή ερεθισμό. Σιδερώσεις απέμειναν την χρήση του. Αν ο ερεθισμός συνεχεύεται, προσκομίζεται αυτή την επιτοπή σε γιατρό και ζητήσεται ιατρικές συμβουλές. Μην χρησιμοποιείτε τη μάσκα σε χειρουργικό περιβάλλον ή όπου ενδέχεται να προκύψει σημαντική έκθεση σε ουμάτια ή

ειδίους επιπλέοντα υγρά, σε κλινικό περιβάλλον όπου το επίπεδο του κινδύνου μόλυνσης λόγω έκθεσης σε εισιτούν είναι υψηλό, ή σε χώρα όπου υπάρχει θεραπευτική πηγή υψηλής έντασης ή εύκολο άρρεν. Δεν προορίζεται για χρήση ως παιχνίδι. Δεν προορίζεται για χρήση στα παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών. Υπόκιντος: Μη υφαντικό ψεύσιμο 3 στρώματα.

(6) 10 Maski oddechowej dla dzieci. Maski jednorazowe, użytkowe, nie uzywane ponownie. **Zalecenia:** Opcjonale powinno być otwarto, a maska wyjęta wyciągnięciem przez osobę dorosłą. Zachowaj ostrożność z pionem dookoła zakończenia nosa, nasadą, jedną pięćte na jedno ucho, a drugą na drugie ucho dziecka. W razie potrzeby wyregulować, aby zapewnić komfort. Maski powinna zakrywać nos i usta. Zgałk klips na wysokości nosa, aby dopasować go do grzbietu nosa dziecka. Jeśli dziecko cierpi na alergię skórę, przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem. Produkt nie nadaje się do ochrony przed toksycznymi substancjami chemicznymi i gazami. **OSTRZĘSIE:** Możliwe zagrożenie udawlewaniem się. Przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci, chyba że jest ono pod nadzorem osoby dorosłej. Jeśli znajdują produkty stanie się niewygodny lub drażniący, należy natychmiast zaprzestać jego używania. Jeśli problem nie ustanie, skontaktuj się z lekarzem. Produkt nie jest nadzorowany dla dzieci w wieku poniżej 4 lat. Materiały: 3-warstwowa włóknina. **(6) 10 adet çocuk solunum maskesi.** Tek kullanımlı, maskveyen kullanılmayan. **Kullanma talimatları:** Amalı yalnızca yetişkinle aynı zamanda maskeyi kullanmalıdır. Bir halkayı bir külçe ve sonraları halkayı cocukunun karşılıkla kılınmış geçerlek cocukunun maskeyi kullanır. Cocukunun boynuzunu ve burununu koruyan maskeyi kullanır. Bir halkayı bir külçe ve sonraları halkayı cocukunun karşılıkla kılınmış geçerlek cocukunun maskeyi kullanır. Maskeyi burun ve ağız, ortam. Bunu kilipnis cocukunun burununu korumaya olursa igne esnetmeli. Cocukunun cittat alerjisi varsa, lüffen kulanmadan önce bir doktorla danışın. Ürün zehiri tehlikesi arz edebilir. Yetişkin gözetimi altında olmamak cocukun erişimeyeceği yerde muhafaza edin. Ürün rahatsız edici veya tıbbi tehlikeli sıvıları cittat orada maruz kalmadan beklenen bir şekilde kullanır. Tıbbi devam ederse, bu etiketeki doktorla iletişim kurulmalı. Maskeyi, cerrahi ortamlarda veya sıvılar bedenesi veya diğer tıbbi tehlikeli sıvıları cittat orada maruz kalmadan beklenen bir şekilde kullanır. Sıvuya yoluya enfeksiyon riskini, maruz kalmış seviyesinin yüksük olduğu klinik ortamlarda ya da yatkın yoğunluğu sahip sıri kaynaklarında veya yanıcı gazların bulunduğu yerlerde kullanır. Oyunçak olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 4 yaşında küçük çocukların kullanımı için tasarılanmıştır. Materialeyeri: 3 tabakalı dokumuz kumaş.

(6) 10 adet çocuk solunum maskesi. Tek kullanımlı, maskveyen kullanılmayan. **Kullanma talimatları:** Amalı yalnızca yetişkinle aynı zamanda maskeyi kullanmalıdır. Bir halkayı bir külçe ve sonraları halkayı cocukunun karşılıkla kılınmış geçerlek cocukunun maskeyi kullanır. Cocukunun boynuzunu ve burununu koruyan maskeyi kullanır. Bir halkayı bir külçe ve sonraları halkayı cocukunun karşılıkla kılınmış geçerlek cocukunun maskeyi kullanır. Maskeyi burun ve ağız, ortam. Bunu kilipnis cocukunun burununu korumaya olursa igne esnetmeli. Cocukunun cittat alerjisi varsa, lüffen kulanmadan önce bir doktorla danışın. Ürün zehiri tehlikesi arz edebilir. Yetişkin gözetimi altında olmamak cocukun erişimeyeceği yerde muhafaza edin. Ürün rahatsız edici veya tıbbi tehlikeli sıvıları cittat orada maruz kalmadan beklenen bir şekilde kullanır. Tıbbi devam ederse, bu etiketeki doktorla iletişim kurulmalı. Maskeyi, cerrahi ortamlarda veya sıvılar bedenesi veya diğer tıbbi tehlikeli sıvıları cittat orada maruz kalmadan beklenen bir şekilde kullanır. Sıvuya yoluya enfeksiyon riskini, maruz kalmış seviyesinin yüksük olduğu klinik ortamlarda ya da yatkın yoğunluğu sahip sıri kaynaklarında veya yanıcı gazların bulunduğu yerlerde kullanır. Oyunçak olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 4 yaşında küçük çocukların kullanımı için tasarılanmıştır. Materialeyeri: 3 tabakalı dokumuz kumaş.

(6) 10 παιδικές μάσκες προστασίας αντιστοιχίας. Μίας χρήσης, μην επαναχρησιοποιείτε τη μάσκα. **Οδηγίες:** Μόνο ενήλικες θα τηρούν να ανοίξουν τη συσκευασία και να βγάλουν τη μάσκα από τη συσκευασία. Η μάσκα θα πρέπει να καλύψει τη μύτη και το στόμα. Αυτού το επτώχια λεπτού ήταν ώστε να εφαρμόζεται στη ράρη της μύτης του παιδιού σας. Αν το παιδί σας έχει δημόσιες αλλεργίες, συμβουλεύεται υπότοπο χρησιμοποιήσεως το πτώχο. Το πρώτο δεν είναι κατάλληλο για προστασία από τοπικές υγρές ουσίες ή τοξικά αέρια. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ενδέχεται να συντονίστε μεταβολή κίνδυνού. Τη φαλακρά από τη μάσκα είναι ότι υπάρχει στην πάνω πλευρά της μάσκας το παιδιού σας. Αν ο ερεθισμός συνεχεύεται, προσκομίζεται αυτή την χρησιμοποίηση το πτώχο. Το πρώτο προκαλεί δυσφορία ή ερεθισμό. Σιδερώσεις απέμειναν την χρήση του. Αν ο ερεθισμός συνεχεύεται, προσκομίζεται αυτή την επιτοπή σε γιατρό και ζητήσεται ιατρικές συμβουλές. Μην χρησιμοποιείτε τη μάσκα σε χειρουργικό περιβάλλον ή όπου ενδέχεται να προκύψει σημαντική έκθεση σε ουμάτια ή

ειδίους επιπλέοντα υγρά, σε κλινικό περιβάλλον όπου το επίπεδο του κινδύνου μόλυνσης λόγω έκθεσης σε εισιτούν είναι υψηλό, ή σε χώρα όπου υπάρχει θεραπευτική πηγή υψηλής έντασης ή εύκολο άρρεν. Δεν προορίζεται για χρήση ως παιχνίδι. Δεν προορίζεται για χρήση στα παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών. Υπόκιντος: Μη υφαντικό ψεύσιμο 3 στρώματα.

(6) 10 παιδικές μάσκες προστασίας αντιστοιχίας. Μίας χρήσης, μην επαναχρησιοποιείτε τη μάσκα. **Οδηγίες:** Μόνο ενήλικες θα τηρούν να ανοίξουν τη συσκευασία και να βγάλουν τη μάσκα από τη συσκευασία. Η μάσκα θα πρέπει να καλύψει τη μύτη και το στόμα. Αυτού το επτώχια λεπτού ήταν ώστε να εφαρμόζεται στη ράρη της μύτης του παιδιού σας. Αν το παιδί σας έχει δημόσιες αλλεργίες, συμβουλεύεται υπότοπο χρησιμοποιήσεως το πτώχο. Το πρώτο δεν είναι κατάλληλο για προστασία από τοπικές υγρές ουσίες ή τοξικά αέρια. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ενδέχεται να συντονίστε μεταβολή κίνδυνού. Τη φαλακρά από τη μάσκα είναι ότι υπάρχει στην πάνω πλευρά της μάσκας το παιδιού σας. Αν ο ερεθισμός συνεχεύεται, προσκομίζεται αυτή την χρησιμοποίηση το πτώχο. Το πρώτο προκαλεί δυσφορία ή ερεθισμό. Σιδερώσεις απέμειναν την χρήση του. Αν ο ερεθισμός συνεχεύεται, προσκομίζεται αυτή την επιτοπή σε γιατρό και ζητήσεται ιατρικές συμβουλές. Μην χρησιμοποιείτε τη μάσκα σε χειρουργικό περιβάλλον ή όπου ενδέχεται να προκύψει σημαντική έκθεση σε ουμάτια ή